

## Lieferumfang

### 1 BREEZHALER® und Inhalator-Kapseln

- Ihr Inhalator und das Medikament.  
Eine Gebrauchsanleitung finden Sie in der Schachtel des Produkts.



### 2 Propeller-Sensor für BREEZHALER®

- Zum Anbringen an Ihren BREEZHALER®
- Zeichnet auf, wann Sie Ihren BREEZHALER® benutzen
- Sendet die Daten an die mobile Propeller-App



### 3 Zugriff auf die mobile Propeller-App

Mit der mobilen Propeller-App können Sie:

- Sie können Erinnerungen einrichten, damit Ihr Propeller-Sensor für BREEZHALER® Sie mit einem Ton an die Einnahme Ihrer Dosis erinnert
- Beobachten Sie Ihre Auslöser und erfahren Sie, welche Faktoren einen Schub verursachen können
- Drucken Sie einen Bericht zu Ihrer Inhalatornutzung zur Vorlage bei Ihrem Arzt aus



## Erneuerung des Rezepts

- Ihr nächstes Rezept für BREEZHALER® umfasst keinen neuen Propeller-Sensor für BREEZHALER®.
- Dieser Propeller-Sensor kann ab dem Aktivierungsdatum ein Jahr lang benutzt werden. Die mobile Propeller-App erinnert Sie daran, wann ein neuer Sensor fällig ist.
- Eine Anleitung dazu, wie Sie Ihren Sensor von Ihrem alten BREEZHALER® auf Ihren neuen wechseln, finden Sie in der mobilen Propeller-App.

Bitte denken Sie daran, dass der Propeller-Sensor und die -App Hilfsmittel sind, die Ihnen den Umgang mit Ihrem Asthma erleichtern sollen. Beachten Sie bei der Verwendung Ihres BREEZHALER® stets die Anleitung des Herstellers.

## Anleitung für die Einrichtung

 Der Propeller-Sensor für den BREEZHALER® funktioniert ohne die mobile Propeller-App nicht. Um den Sensor einrichten zu können, müssen Sie zunächst die Propeller-App auf Ihr Smartphone herunterladen und die Anweisungen in der App befolgen.

### 1. Schritt: Laden Sie die mobile Propeller-App herunter



Das geht so:

- **Nehmen Sie Ihr Smartphone oder Tablet zur Hand**
- **Öffnen Sie die „App Store“-App** (auf Ihrem iPhone) bzw. die „Google Play Store“-App (auf Ihrem Android-Smartphone).
- **Suchen Sie nach „Propeller“**
- **Tippen oder klicken Sie auf die App**, um sie herunterzuladen und zu installieren



### 2. Schritt: Öffnen Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen in der App, um:

- **Erstellen Sie ein Konto**, mit dem Sie den Sensor benutzen können, um besser mit Ihren Beschwerden umzugehen
- **Aktivieren Sie Ihren Propeller-Sensor für BREEZHALER®**, damit er aufzeichnet, wie Sie Ihren Inhalator benutzen
- **Bringen Sie Ihren Propeller-Sensor an Ihrem BREEZHALER® an**

### Brauchen Sie Hilfe bei der Einrichtung?

- **Nehmen Sie Ihre BREEZHALER®-Dosierungen weiterhin wie verschrieben ein**, auch wenn der Propeller-Sensor für BREEZHALER® noch nicht am Inhalator angebracht ist.
- **Unser Kundendienst-Team erreichen Sie per E-Mail unter [help@propellerhealth.com](mailto:help@propellerhealth.com)**. Besuchen sie alternativ [www.propellerhealth.com/call](http://www.propellerhealth.com/call) – dort finden Sie unsere gebührenfreie Telefonnummer.

## Warnhinweise

**Der Sensor kann keinen Notruf absenden**

Rufen Sie umgehend Ihren Arzt an, wenn Sie Hilfe benötigen.

**Die Daten des Sensors können zeitverzögert sein, sodass Ihr Betreuungsteam möglicherweise nicht über Ihren Zustand informiert ist**
Propeller kann Patienten bei längerem Gebrauch helfen, bestimmte Muster zu erkennen. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um ein Patientenüberwachungssystem; es kann sein, dass die Daten verzögert übertragen werden. Auch wenn Sie Ihre Propeller-Daten mit Ihrem Gesundheitsversorger teilen, kann es sein, dass dieser nicht über Ihren aktuellen Zustand informiert ist.

**Wenn der Sensor die Benutzung Ihres Inhalators in irgendeiner Weise erschwert, entfernen Sie den Sensor**
Dann schicken Sie eine E-Mail an help@propellerhealth.com.

**Verzögern Sie niemals die Anwendung Ihres Inhalators, um den Sensor anzubringen**

**Der Propeller-Sensor für BREEZHALER® sollte nur mit dem Ihrem verschriebenen Medikament beiliegenden BREEZHALER® verwendet werden**

**Tauchen Sie den Sensor nicht in Wasser ein**

Tauchen Sie den Sensor nicht in Wasser oder legen ihn in die Spülmaschine oder einen Sterilisator. Der Sensor könnte dadurch Schaden nehmen und funktioniert anschließend möglicherweise nicht mehr richtig.

**Versuchen Sie nicht, die Batterie aus dem Sensor zu nehmen oder den Sensor selbst zu reparieren**

Der Sensor könnte dadurch Schaden nehmen und funktioniert anschließend möglicherweise nicht mehr richtig. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Sensor haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an help@propellerhealth.com. Nicht ausdrücklich von Propeller genehmigte Veränderungen oder Modifikationen könnten dazu führen, dass die Betriebslaubnis des Nutzers für das Gerät aufgehoben wird.

**Erstickungsgefahr**

Von kleinen Kindern fernhalten.

## Anwendungsbereiche

### Verwendungszweck des Sensormodells 2017-B

Das Propeller-System soll Patienten, Betreuungspersonen und medizinischen Fachkräften bei der Überwachung eines Behandlungsplans für Atemwegserkrankungen unterstützen, indem Informationen zur Nutzung von Medikamenten sowie Erinnerungen, Trends und Muster im Alltag eines Patienten mit einer Atemwegserkrankung automatisch erfasst, gespeichert, analysiert und angezeigt werden. Das Propeller-System umfasst Sensoren für Inhalatoren, mobile Apps/Webanwendungen und die Propeller-Internetplattform.

**Das Propeller-Sensormodell 2017-B (Propeller-Sensor für BREEZHALER®):**

- Der Sensor ist ein Gerät, das für den Gebrauch durch jeweils einen einzigen Patienten bestimmt ist und Patienten und Ärzten bei der Aufzeichnung der Einnahme des verschriebenen Trockenpulver-Inhalators helfen soll. Dazu wird die Wirkung des BREEZHALER®-Geräts und das Geräusch der Drehung der Kapsel beim Inhalieren erfasst und überwacht
- Er bietet integrierte akustische und/oder visuelle Hinweise, die dem Nutzer dabei helfen, sich an den verschriebenen Behandlungsplan mit dem Trockenpulver-Inhalator zu halten

**Das Propeller-Sensormodell 2017-B verbindet sich über Bluetooth®-Technologie (z. B. über die mobile Propeller-App) mit der Propeller-Plattform.**

**Die mobile Propeller-App ist eine mobile App, die folgende Funktionen bietet:**

- In ihr können die Analyseergebnisse der Propeller-Plattform angezeigt werden
- Über sie kann eine Verbindung mit den Propeller-Sensoren, u. a. dem Propeller-Sensormodell 2017-B, und anderen Bluetooth-fähigen Geräten hergestellt werden
- Sie bietet Nutzern die Möglichkeit, ihr Konto einzurichten und ihren Arzt oder ihre Betreuungsperson als Datenempfänger hinzuzufügen. Außerdem können Daten wie verschriebene Medikamente und Dosierungspläne eingegeben werden
- Der Nutzer kann relevante Eingaben wie Umfragen, Symptome, Auslöser und andere Informationen aufzeichnen, um seine Krankheit im Alltag besser zu überwachen

**Die Propeller-Webanwendung bietet im Prinzip die gleichen Funktionen wie die mobile Propeller-App, nur kann sie keine direkte Verbindung mit den Propeller-Sensoren herstellen. Die Propeller-Webanwendung bietet Ärzten zusätzlich die Möglichkeit, sich die Konten von Patienten anzusehen.**

**Beim Propeller-Plattformsystem handelt es sich um ein Cloud-basiertes Gerät, das folgende Funktionen bietet:**

- Es fungiert als entferntes Speichersystem zur Speicherung von über die Propeller-Sensoren erfassten Daten sowie von Eingaben der Nutzer.
- Es bietet Analysefunktionen zur Berechnung von Trends und Mustern im Verhalten einzelner Nutzer und liefert Werte bezüglich u. a. Adhärenz, Grad der Kontrolle, Trends, Mustern, Auslösern und Symptomen
- Zusammenfassende Berichte und ausführliche Informationen zu Patienten, die medizinische Fachkräfte bei klinischen Entscheidungen und fachmännischen Diagnosen heranziehen können
- Über eine Programmierschnittstelle (API) kann eine Verbindung zur Integration von Drittanbietersystemen wie Electronic Medical Records (EMR) hergestellt werden

**Das Propeller-Sensormodell 2017-B ist nur für die Verwendung durch Erwachsene vorgesehen.**

**Das Propeller-Sensormodell 2017-B und die mobile Propeller-App können sowohl drinnen als auch im Freien verwendet werden, sofern die Nutzung von drahtlosen Mobilgeräten dort möglich ist.**

**Die vom Propeller-System gelieferten Ergebnisse eignen sich nicht zur Diagnose oder als Ersatz für eine Diagnose durch einen Arzt. Das Propeller-System ist weder für den Einsatz als Dosiszähler für Trockenpulver-Inhalatoren noch zur Anzeige des noch in einem Trockenpulver-Inhalator verbleibenden Medikaments gedacht.**

### Rechtliche Hinweise

© 2022 von Reciprocal Labs Corp. Alle Rechte vorbehalten. Das vorliegende Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Reciprocal Labs Corp. weder ganz noch teilweise reproduziert oder übertragen werden, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie oder anderweitig. *Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und jeder Gebrauch solcher Marken durch Reciprocal Labs Corp. erfolgt unter Lizenz. BREEZHALER® ist eine Markenzeichen der Novartis AG. Alle anderen Marken und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.*

## Anhang

### Verwendete Symbole

**ISO 7000 6. Ausgabe 2019-07: Grafische Symbole auf Einrichtungen**

**SN** **Seriennummer.** Hier ist zur Identifikation eines speziellen Medizinprodukts die Seriennummer des Herstellers angegeben. ISO 7000-2498.

**📅** **Herstellungsdatum.** Hier ist das Herstellungsdatum des Medizinproduktes angegeben (JJJJ-MM-TT). ISO 7000-2497.

**🏭** **Hersteller.** Hier ist der Hersteller des Medizinproduktes gemäß EU-Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG angegeben. ISO 7000-3082.

**📖** **Gebrauchsanleitung beachten.** Weist den Nutzer darauf hin, die Gebrauchsanleitung zu beachten. ISO 7000-1641.

**⚠️** **Vorsicht.** Weist den Nutzer darauf hin, auf wichtige Vorsichtshinweise, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, in der Gebrauchsanleitung zu achten, auf die aus verschiedenen Gründen nicht am Medizinprodukt selbst hingewiesen werden kann. ISO 7000-0434A.

**🌡️** **Temperaturbereich.** Gibt den Temperaturbereich an, dem das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann. ISO 7000-0632.

**🌐** **Atmosphärendruckbegrenzung.** Gibt den Bereich des Atmosphärendrucks an, dem das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann. ISO 7000-2621.

**💧** **Luftfeuchtigkeitsbegrenzung.** Gibt den Bereich der Luftfeuchtigkeit an, dem das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann. ISO 7000-2620.

IP 22

**IEC 60417:2002 DB: Grafische Symbole auf Einrichtungen**

**👤** **Anwendungsteil des Typs BF.** Dient zur Identifikation eines Anwendungsteils des Typs BF gemäß IEC 60601-1. IEC 60417-5333.

**📡** **Nicht-ionisierende elektromagnetische Strahlung.** Gibt die Einrichtungen oder Systeme (z. B. medizinische elektrische Einrichtungen) an, die HF-Sender enthalten. IEC 60417-5140.

### Verschiedenes

**🏷️** **Das Gerät muss den geltenden örtlichen Bestimmungen entsprechend entsorgt werden.**

**🇺🇸** **Federal Communications Commission.**

**🇪🇺** **Das Gerät erfüllt die Bestimmungen der europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.**

**🇪🇺** **Gibt den autorisierten Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft an.**

**👤** **Für die mehrmalige Verwendung durch einen einzigen Patienten.**

**📄** **Medizinprodukt.**

### Servicequalität

- Bluetooth®-Technologie** verwendet verschiedene niedergradige Datenverarbeitungsverfahren, um sicherzustellen, dass die Daten bei der Übertragung zu und von einem Sensor geschützt bleiben. Darüber hinaus verfügt der Sensor über eigene hochgradige Datenverarbeitungsverfahren, wodurch gewährleistet wird, dass die Daten korrekt empfangen werden. Ist ein Sensor aus irgendeinem Grund nicht in der Lage, eine zuverlässige Wireless-Verbindung herzustellen, werden die Daten intern aufgezeichnet und dann übertragen, wenn eine zuverlässige Datenverbindung hergestellt werden kann.
- Dieses Gerät ist ein Wireless-Gerät. Wireless-Geräte können bei anderen Medizingeräten Funkstörungen verursachen.
- Das Gerät verwendet Bluetooth Smart-Wireless-Technologie, um in Bereichen mit starken hochfrequenten Störungen eine sichere und zuverlässige Datenverbindung zu ermöglichen. Diese Technologie setzt auf moderne Frequenzsprungverfahren, die in den meisten gesättigten Hochfrequenzumgebungen einen hohen Präzisionsgrad gewährleisten und speziell für diese Funktionen ausgewählt wurden.

### Elektromagnetische Verträglichkeit

- Elektrische Medizingeräte erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und müssen den in der vorliegenden Gebrauchsanleitung aufgeführten Informationen entsprechend installiert und in Betrieb genommen werden.
- Der Sensor ist so konzipiert, dass der normale Betrieb im unwahrscheinlichen Falle einer Störung durch gewöhnliche elektromagnetische Systeme (zum Beispiel Diebstahlsicherungssysteme, Metalldetektoren und Radiofrequenz-Identifikatoren) automatisch wieder aufgenommen wird. Bewegen Sie sich vom System weg – der Sensor nimmt dann den normalen Betrieb wieder auf.
- Tragbare und mobile Hochfrequenzgeräte (HF) können bei elektrischen Medizingeräten Störungen verursachen. In der folgenden Tabelle finden Sie die empfohlenen Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen Hochfrequenzgeräten und dem Propeller-Sensor.

Das Propeller-Sensormodell 2017-B ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der ausgestrahlte hochfrequente Störungen kontrolliert werden. Der Kunde bzw. der Nutzer des Propeller-Sensormodells 2017-B kann elektromagnetische Störungen reduzieren, indem er einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen Hochfrequenzgeräten (Sendern) und dem Propeller-Sensormodell 2017-B einhält (siehe Empfehlung unten), der sich nach der maximalen Ausgangsleistung des Geräts richtet.			
Maximale Nennleistung des Senders (W)	Schutzabstand nach Frequenz des Senders (m)		
	150 kHz bis 80 MHz <p>d = 0,35 <b>√</b>P</p>	80 MHz bis 800 MHz <p>d = 0,35 <b>√</b>P</p>	800 MHz bis 2,5 GHz <p>d = 0,70 <b>√</b>P</p>
0,01	0,035	0,035	0,070
0,1	0,11	0,11	0,22
1	0,35	0,35	0,70
10	1,1	1,1	2,2
100	3,5	3,5	7,0
Bei Sendern mit einer oben nicht aufgeführten maximalen Ausgangsleistung lässt sich der empfohlene Schutzabstand (d) in Metern (m) anhand der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung errechnen, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) nach Angaben des Herstellerellers ist. <p><b>HINWEIS 1:</b> Bei 80 MHz und 800 Mhz gilt der Schutzabstand für den höheren Frequenzbereich.</p> <p><b>HINWEIS 2:</b> Diese Richtlinien gelten unter Umständen nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird von der Absorption und Reflexion von Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst.</p>			

Das Propeller-Sensormodell 2017-B ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, wie sie nachfolgend spezifiziert ist. Der Kunde oder Nutzer des Propeller-Sensormodells 2017-B muss dafür Sorge tragen, dass dieses in einer solchen Umgebung verwendet wird.			
Störfestigkeitstest	IEC 60601-Prüfstufe	Übereinstimmungspegel	Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtdaten
Elektrostatische Entladung IEC 61000-4-2	± 8 kV Kontakt <p>± 15 kV in der Luft</p>	± 8 kV Kontakt <p>± 15 kV in der Luft</p>	Bei den Böden sollte es sich um Böden aus Holz, Beton oder Keramikfliesen handeln. Bestehen die Böden aus synthetischem Material, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 <span> </span> % betragen.
Netzfrequenz (50/60 Hz) des Magnetfelds IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Die Netzfrequenz der Magnetfelder sollte der einer üblichen gewerblichen oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Ausgesendete HF IEC 61000-4-3	10 V/m <p>80 MHz bis 2,7 GHz</p>	10 V/m <p>80 MHz bis 2,7 GHz</p>	Tragbare und mobile Hochfrequenzgeräte sollten in einem Abstand zum Propeller-Sensormodell 2017-B verwendet werden, der dem empfohlenen Schutzabstand zwischen tragbaren und mobilen Hochfrequenzgeräten und dem Propeller-Sensormodell 2017-B* zu entnehmen. Die Feldstärken ortsfester Hochfrequenzsender müssen einer elektromagnetischen Standortmessung gemäß <sup>a</sup> unter dem Übereinstimmungspegel jedes Frequenzbereichs liegen. <sup>b</sup> Zu Störungen kann es in der Nähe von Geräten kommen, die mit folgendem Symbol gekennzeichnet sind: <span>📡</span>
<sup>a</sup> Feldstärken ortsfester Sender, wie Basisstationen für Funktelefone (Handys/kabellose Telefone) und Landfunkanlagen, Amateurfunkgeräte, AM- und FM-Radiosendungen und TV-Sendungen sind theoretisch nicht genau vorhersehbar. Zur Bestimmung der elektromagnetischen Umgebung ortsfester Hochfrequenzsender sollte eine elektromagnetische Standortprüfung in Betracht gezogen werden. Liegt die gemessene Feldstärke am Standort des verwendeten Propeller-Sensormodell 2017-B über dem oben angegebenen Hochfrequenzübereinstimmungspegel, sollte das Propeller-Sensormodell 2017-B während des Betriebs überwacht werden, um sicherzugehen, dass es normal funktioniert. Wird eine abnorme Leistung beobachtet, sind unter Umständen zusätzliche Messungen nötig, wie beispielsweise eine Neuausrichtung oder ein Standortwechsel des Propeller-Sensormodell 2017-B.			
<sup>b</sup> Über einem Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke weniger als 10 V/m betragen.			

Das Propeller-Sensormodell 2017-B ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, wie sie nachfolgend spezifiziert ist. Der Kunde oder Nutzer des Propeller-Sensormodells 2017-B muss dafür Sorge tragen, dass dieses in einer solchen Umgebung verwendet wird.		
Emissionsprüfung	Übereinstimmung	Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtdaten
Hochfrequenzemissionen CISPR 11	Gruppe 1	Das Propeller-Sensormodell 2017-B verwendet hochfrequente Energie ausschließlich für seine internen Funktionen. Daher sind die Hochfrequenzemissionen sehr gering und verursachen bei elektronischen Geräten in der Nähe höchstwahrscheinlich keine Störungen.
Hochfrequenzemissionen CISPR 11	Klasse B	Das Propeller-Sensormodell 2017-B ist für die Verwendung in Einrichtungen aller Arten geeignet, u. <span> </span> a. auch in häuslichen Umgebungen.
<b>EFFEKTIVE STRAHLUNGSLEISTUNG:</b> Die effektive Strahlungsleistung ist die Leistung, die am Eingang einer verlustfreien Referenzantenne erforderlich ist, um in einer bestimmten Richtung in einem bestimmten Abstand die gleiche Leistungsfussdichte zu erzeugen wie die, die von einem bestimmten Gerät ausgestrahlt wird. Die effektive Strahlungsleistung der Antenne beträgt 0 dBm.		

### HF-Übertragung

**🇺🇸** Enthält FCC-ID: QOQBGM12LMA (HVIN: BGM123A)
Mit Produktkennzeichnung von Industry Canada: 5123A-BGM12LMA (HVIN: BGM123A)

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreien RSS von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt diesen beiden folgenden Bedingungen:

- Das Gerät darf keine Störungen verursachen.
- Das Gerät muss störungsunempfindlich sein. Dies gilt auch für Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Gerätes verursachen können.

Dieses Gerät erfüllt die RoHS 2011/65/EU.

Technische Daten	Wert
<b>Hochfrequenz</b>	2,4 GHz
<b>Modulation</b>	GFSK
<b>Kanäle</b>	40 Kanäle, 2MHz/Kanal, FHSS
<b>Sendeleistung</b>	0 dBm
<b>Protokoll</b>	Bluetooth Smart
<b>Stromquelle</b>	Eine nicht austauschbare Lithium-Mangan-Batterie CR2032. Unter normalen Nutzungsbedingungen hält die Batterie des Sensors ab dem ersten Gebrauch voraussichtlich ein Jahr. Die Lebensdauer der Batterie basiert auf einer Synchronisierung des Sensors vor dem mit „Synchronisieren bis“ auf der Verpackung angegebenen Datum.

### Allgemeines

Der Propeller-Sensor für BREEZHALER® darf nur von Patienten benutzt werden, denen BREEZHALER® verschrieben worden ist.

Der Sensor ist für die Verwendung von einem einzigen Patienten gedacht. Jeder Sensor darf nur für ein Medikament verwendet werden. Während der Lebensdauer der Batterie können Sie den Sensor an neuen Inhalatoren mit demselben Medikament anbringen. Der Sensor synchronisiert sich auch dann mit Ihrem Smartphone, wenn er an einem neuen Inhalator mit demselben Medikament angebracht wird. Der Sensor wird nicht steril geliefert und muss auch nicht sterilisiert werden. Nehmen Sie den Sensor vor dem Reinigen vom Inhalator. Wischen Sie die Außenseite des Sensors mit einem sauberen, trockenen Lappen ab. Tauchen Sie den Sensor nicht in Wasser oder legen ihn in die Spülmaschine oder einen Sterilisator – der Sensor könnte dadurch Schaden nehmen.

Der Sensor kann ohne die mobile Propeller-App nicht benutzt werden. Eine Anleitung für die Einrichtung, u. a. das Anbringen des Sensors am Inhalator, finden Sie in der mobilen Propeller-App. Der Sensor lässt sich vom BREEZHALER® abnehmen, indem die durchsichtige Lasche an der Vorderseite des Sensors gedrückt und der Sensor gleichzeitig am BREEZHALER®-Inhalator nach oben gezogen wird. Um den Sensor am BREEZHALER® anzubringen, muss die Basis des ENERZAIR® BREEZHALER® oben im Sensor einrasten. Dabei muss die Vorderseite des BREEZHALER®-Inhalator mit dem durchsichtigen Teil des Sensors ausgerichtet sein.

**Betriebs- und Lagerbedingungen**

- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Lagertemperatur: -10 °C bis 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend
- Höhe: 700 bis 1060 hPa

**Angaben zur Konformität**

Dieses Gerät entspricht den folgenden Normen:

- IEC 60601-1:2005/(R)2012
- IEC 60601-1-2:Ausgabe 3:2007-03
- IEC 60601-1-6:Ausgabe 3:2010-01
- IEC 60601-1-11:2011

Der Sensor kann >0,1 % 1,2-Dimethoxyethan (EGDME) enthalten. Dieser Stoff wird bei der Herstellung der Lithiumbatterie verwendet, die Ihren Sensor mit Strom versorgt. Unter normalen Bedingungen dürften Sie nicht mit der Batterie in Kontakt kommen. Versuchen Sie nicht, die Batterie auszutauschen.

**📄** Beim Propeller-Sensor für BREEZHALER® handelt es sich um ein für die direkte Abgabe an und Nutzung durch die Öffentlichkeit bestimmtes Medizinprodukt. Ernstzunehmende Vorfälle sind der zuständigen Aufsichtsbehörde und an folgende Adresse zu melden:

<b>🏭</b> Reciprocal Labs Corporation <p>1 South Pinckney Street, Suite 610 Madison, WI 53703 USA Zusammengesetzt in den USA</p>	<b>🇪🇺</b> ResMed SAS <p>Parc Technologique de Lyon 292 Allée Jacques Monod 69791 Saint-Priest Cedex FRA</p>
<b>🇪🇺</b> <b>REP</b>	

Zusätzliche Gebrauchsanweisungen sind in elektronischem Format auf support.propellerhealth.com verfügbar. Sie können die zusätzlichen Gebrauchsanweisungen auch in Papierform anfordern. Schreiben Sie dazu eine E-Mail an help@propellerhealth.com.

